

Inmovilizador lateral de cabeza

Impide de forma efectiva los movimientos laterales de la cabeza, posibilitando el transporte del paciente sin el riesgo de que las lesiones cervicales se agraven.

USO

El inmovilizador lateral de cabeza se utiliza en conjunto con la tabla raquis, su principal objetivo es impedir los movimientos laterales de la cabeza, posibilitando el transporte del paciente sin el riesgo de que las lesiones cervicales se agraven.

ACCESORIOS

La sujeción se realiza mediante cintas de polipropileno y hebillas de acetal, que permiten fijar a la tabla raquis y regular la presión sobre la cabeza.

DISEÑO Y MATERIALES

El producto posee un relleno de poliuretano espumado que rigidiza y da volumen al objeto, dicho material puede ser extraído mediante los cierres laterales de las fundas de poliéster recubierto, facilitando la limpieza y lavado de forma individual.

